

**В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
КУРСОВОГО ЛЕЧЕНИЯ:**

**В ЗОНАХ СТРОЙНОСТИ
(ЖИВОТ, БОКА, БЕДРА, ЯГОДИЦЫ)**



**УСКОРЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН**

**УСКОРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА (В СРАВНЕНИИ
С ОБЫЧНЫМИ МЕТОДИКАМИ ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ)**

**УСКОРЕННЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖ (ВЫВОД
ЗАШЛАКОВАННОЙ ЖИРАМИ ВОДЫ)**



**ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ (ПРОФИЛАКТИКА
АТРОФИИ КОЖИ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ)**

В ЗОНАХ ЗДОРОВЬЯ

**(СПИНА, ВОРОТНИКОВАЯ,
ЛОКТЕВАЯ ЗОНЫ, КОЛЕНЬ)**

УЛУЧШАЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ

НОРМАЛИЗУЕТСЯ КОСТНАЯ СТРУКТУРА

СНИМАЕТСЯ СПАЗМ В МЫШЦАХ

УХОДИТ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ (ВСЕГО ЗА 1-2 СЕАНСА)

**ДВИЖЕНИЯ В СУСТАВАХ СТАНОВЯТСЯ ГИБКИМИ,
ОБРЕТАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ АМПЛИТУДУ**

**ПОДАРИТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ И СТРОЙНОСТЬ,
О КОТОРОЙ ВЫ МЕЧТАЛИ ВСЕГДА!**

**ПОДРОБНОСТИ И ЗАПИСЬ НА ПРОЦЕДУРУ:
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-700-44-47
И НА САЙТЕ ORIGITEA.RU**

ОРИГИТЕЯ®
КЛИНИКА ДОКТОРА МУХНОЙ®

**СТРОЙНОСТЬ
С ЭЛЕКТРОПУНКТУРОЙ
220 В**

**NEW
7 чудес
Востока**

СТРОЙНОСТЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
КЛИНИК ДИЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ ДОКТОРА МУХИНОЙ ОРИГИТЕЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ
"СТРОЙНОСТЬ 220 В"

Электростимуляция точек - это метод интенсивного воздействия на биологически активные точки электрическим током регулируемой степени напряженности с целью профилактики и лечения заболеваний широкого спектра действия!

По данным Китайской академии восточной медицины импульсный ток в качестве спазмолитического средства впервые применили в начале 20 века. В 1930 г., изучая акупунктуру, Роджер де Ляфур и Патрик Ногиер стали пропускать электрический ток через акупунктурную иглу, введенную в точку. Свой метод они назвали электропунктурой. Примерно в 1950 г. в Китае был применен электрический ток для стимуляции акупунктурных точек для раздражения периферических нервов с лечебной целью.




В наши дни, наряду с клиническими исследованиями китайские врачи-иглорефлексотерапевты продолжают разработки различных видов специализированных электрогенераторов, предназначенных для иглотерапии. Особое внимание уделяется в последнее время генераторам импульсного тока на полупроводниках.

ЭЛЕКТРОПУНКТУРА "СТРОЙНОСТЬ 220 В"

- это уникальный способ снижения веса и снятия болей различной природы по методике доктора Мухиной! Воздействие осуществляется при помощи электропунктурного стимулятора нового поколения kwo 808 i! Это эффективное запатентованной техники иглоукалывания доктора Мухиной "Золотая волна" и научной разработки китайских специалистов.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИГЛ обусловлена тем, что в отличие от обычной микротоковой терапии и физиотерапии, где воздействие током нерегулируемой интенсивности производится на локальный участок проблемной зоны, электропунктура по методу М.М. Мухиной воздействуют также на точки, значительно удаленные от поверхностной зоны, ведь электрический импульс в сочетании с иглой обладает более глубокой проходимостью. Для процедуры используются одноразовые иглы, которые вводятся под кожу в зоне, требующей лечения, и по этому проводнику проходит лечебный ток к больному участку, импульсы которого максимально приближены к биотокам самого организма.



Важной особенностью является возможность контролировать степень интенсивности воздействия электрическим током (тогда, как альтернативные методики предполагают использования аппаратов с одинаковым линейным напряжением).

健

